

## DALI Low



### AD 968 CAMA EXTRA BAJA, 22 cm DALI Low

Con sólo 22 cm de altura DALI es la cama ideal para el cuidado diferenciado y libre de sujeciones, además es apropiada para personas de pequeña estatura y usuarios de silla de ruedas. DALI opera a 24 voltios con lo que el usuario está protegido de la mejor manera posible.

#### Producto adecuado para el cuidado diferenciado y libre de sujeciones

Las camas bajas se diseñaron originalmente desde el punto de vista de la dignidad del paciente, para impedir el vagabundeo nocturno de personas con demencia sin utilizar sujeciones ni encerrarlas tras unas barandillas. La idea es que una persona mayor difícilmente se puede incorporar de una cama tan baja para deambular sin supervisión con los riesgos que esto conlleva. Además al ser tan baja reduce el riesgo de lastimarse en caso de caída. Para mayor seguridad se puede colocar un colchón en el suelo junto a la cama.



#### 24 voltios en la cama

Los residentes están protegidos de la mejor manera posible al no haber elementos a 230 voltios en la cama. Ahorro de energía de € 15 por cama/año. Las mediciones de fuga de corriente se deben realizar sólo cada 10 años.



#### Mando

Todas las funciones del mando se pueden bloquear de manera independiente para impedir un uso no deseado de todas o alguna de sus funciones.



Dimensiones totales:  
216 cm x 101 cm

**Calidad y durabilidad.** Somier de 90 cm x 200 cm, 4 planos de lamas metálicas para facilitar la limpieza y desinfección. Altura regulable de 22 cm a 62 cm. Una cama extraordinariamente sólida y robusta, fabricada en Alemania para un uso intensivo en residencias. Duradera y fácil de mantener.

**Eficiencia económica / montaje por una sola persona.** Excepcional relación calidad precio en una cama que se monta y desmonta por una sola persona, sin herramientas y en pocos minutos.



**Posición Comfort.** Una postura extraordinariamente cómoda y práctica para una gran variedad de situaciones ( ver la TV, comer, charlar con una visita... ) que se parece a estar sentado y que en nuestras camas se adopta apretando un solo botón.



**Contornos de madera opcionales.** De origen o posteriormente se puede equipar esta cama con uno o dos contornos de madera que le dan a la cama un toque discreto que combina bien con cualquier mobiliario.



**Mesita.** Práctica mesita que se coloca sobre las barandillas.

**Protector de barandillas.** Como medida de precaución es aconsejable usar protectores de barandilla.

**Buffer.** Para no dañar las paredes ni los enchufes. Puede montarse posteriormente.