




**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

# Grúa de traslado 'Aks Foldy II'

AD910

<http://www.ayudasdinamicas.com/grua-para-traslado-de-enfermos-aks-foldy/>



## Descripción

Grúa electrónica, fabricada en Alemania por la firma especialista en sistemas de elevación AKS. Con gran rango de elevación y diseñada para soportar condiciones de uso intensivo.

Compacta, para pasar por puertas estrechas y maniobrar en espacios reducidos. Fácil de transportar y plegable sin herramientas en cuestión de minutos. Baterías de gran capacidad.

Puede realizar hasta 60 ciclos ( subir / bajar ) con la carga máxima.

Adquiriendo el **Kit opcional de bipedestación (ref. A913/B)**, podemos convertirla en una grúa de bipedestación, cambia pañales y de traslado, sólo hay que cambiar una pieza del mástil, todo ello sin necesidad de herramientas.



38  
kg

total



150  
kg

máximo

## Tabla de medidas y modelos

MODELO	AD910
--------	-------





**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia

ANCHO TOTAL	64 cm
FONDO TOTAL	129 cm
ALTURA TOTAL	110 cm
RANGO DE APERTURA	de 64 a 92 cm
RANGO DE ELEVACIÓN	de 82 a 202 cm

## Accesorios



### Estación de carga

En condiciones de uso intensivo de la grúa, por ejemplo en instituciones o residencias, es muy útil contar con una estación de carga donde tendremos una batería siempre cargada y a punto de ser utilizada y reemplazar la descargada.

Todas nuestras grúas llevan una equipación alemana que permite extraer muy fácilmente la batería de la grúa.






**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

Arnés de ajuste rápido 'fast fit'.

Nuevo diseño de arnés de ajuste rápido. Un arnés seguro y muy fácil de poner, con cinturón frontal de ajuste rápido con velcro.

Este es el arnés preferido en las instituciones, especialmente para usarlo en el WC, ya que permite que el paciente se vista y desvista al subir o bajarle al aseo.



**!** NOTA: No usar con pacientes hipotónicos

Para más información o dudas de cómo colocar un arnés, ver el video demo del arnés modelo: Universal confort A912. Su colocación es exactamente la misma, solo cambian los acabados.

**VER VIDEO AQUÍ**




**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

Arnés universal 'Confort'.

Para reducir la presión en la parte de las piernas, presentamos el primer arnés acolchado en la parte de las piernas, con espuma termoformada que proporciona mayor comodidad en el paciente y gran resistencia a la abrasión.



VER VIDEO DE LA COLOCACIÓN DEL ARNÉS.

Arnés con cabezal 'confort'.

Para las transferencias más delicadas y para ciertos casos puede ser recomendable utilizar un arnés de montaje rápido con cabezal.

El paciente apoya la cabeza durante la transferencia y además se siente más arropado, dándole mayor sensación de seguridad.



Para más información o dudas de cómo colocar un arnés, ver el video demo del arnés modelo: Universal confort A912. Su colocación es exactamente la misma, solo cambian los acabados.

**VER VIDEO AQUÍ**






**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

Arnés de baño 'aqua'.

Fabricado con tejido de alta tenacidad y gran resistencia que permite un secado rápido. Recomendado para su uso en el baño y en piscinas.



Disponible en dos tallas

**A907M** medidas en azul

**A907L** medidas en rojo

Para más información o dudas de cómo colocar un arnés, ver el video demo del arnés modelo: Universal confort A912. Su colocación es exactamente la misma, solo cambian los acabados.

**VER VIDEO AQUÍ**






**Ayudas Dinámicas®**  
Productos para una mayor independencia

Arnés envolvente.

Su forma envolvente esta concebida para trasladar pacientes inquietos o con ansiedad. El cuidador puede transferir al paciente sentado o recostado.

**Talla única.**



Para más información o dudas de cómo colocar un arnés, ver el video demo del arnés modelo: Universal confort A912. Su colocación es exactamente la misma, solo cambian los acabados.

**VER VIDEO AQUÍ**




**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

Arnés de ajuste rápido 'professional'.

De forma envolvente y con un respaldo alto y con cabezal que proporciona un buen soporte a la columna vertebral. Extremadamente fácil de poner a pacientes sentados, por ello es ampliamente utilizado en instituciones.

**Talla única.**



Para más información o dudas de cómo colocar un arnés, ver el video demo del arnés modelo: Universal confort A912. Su colocación es exactamente la misma, solo cambian los acabados.

**VER VIDEO AQUI**






Arnés 'amputados'.

Recomendado para post operados de cadera y para amputados de miembros inferiores.

Concebido para las transferencias más delicadas. Su forma envolvente, sin constricciones en las caderas, posibilita las transferencias más difíciles tales como complicaciones en post operados de cadera o amputados.

**Talla única.**








**Ayudas Dinámicas®**

Productos para una mayor independencia

Arnés 'goliath' 250 kg.

Arnés especialmente reforzado para realizar las transferencias de personas con gran sobrepeso y hacerlo con seguridad y comodidad tanto para el usuario como para el cuidador.

**Talla única.**



Para más información o dudas de cómo colocar un arnés, ver el video demo del arnés modelo: Universal confort A912. Su colocación es exactamente la misma, solo cambian los acabados.

**VER VIDEO AQUÍ**



Báscula electrónica 'AKS'.

Práctica báscula.

Funciona con 3 pilas AAA y el display avisa cuando la batería está baja.

Desconexión automática con temporizador (4 minutos).

Adaptadores para grúas AKS incluidos.



**AyudasDinámicas®**

Productos para una mayor independencia



#### Kit de bipedestación

Adquirido este **Kit opcional de bipedestación (ref. A913/B)**, podemos convertir la grúa **AKS Foldy II** en una grúa de bipedestación, cambia pañales y de traslado, sólo hay que cambiar una pieza del mástil y colocar la plataforma para los pies, todo ello sin necesidad de herramientas.

